


# Spice up your workflow



## CT motion™ SPICY

### Lizenz



#### CDadapt™

Automatische Verringerung der Kontrastmitteldichte (z. B. für Herzuntersuchungen) und gleichzeitig reduzierte Kosten durch geringeren Kontrastmittelverbrauch.  
Flexibles Management der Kontrastmitteldichten durch aufeinanderfolgende Boli von NaCl und Kontrastmittel.

### Lizenz



#### Erweiterte Leistungsdaten der RIS/PACS-Schnittstelle

Automatische Medienlabelerkennung via Barcode Reading.  
Barcode-Lesung von Medienlabel und automatische Datenübergabe an PACS (LOT-Nummer, Verfallsdatum und GTIN).

Übertragung von NaCl- und Kontrastmittelparametern in herstellerunabhängiges PACS und/oder DMS.  
Mittels DICOM Secondary Capture oder DICOM Performed Imaging Agent Administration SR.



#### 1L Kontrastmittel

##### Kompatibilität plus Warmhaltung

Idealer Medienvorrat für hohen Patientendurchsatz.  
Insgesamt 4L (2x 1L Kontrastmittel + 2L NaCl).



#### Erhöhte Druck- und Flowperformance


Für Untersuchungen mit hohen Flussraten und hohen Kontrastmittel-Viskositäten.  
Erhöhte Druckwerte bis zu 22,4 bar für eine erhöhte Flussleistung.



#### Restmengenanzeige

Leicht verständliche Ampelanzeige und übersichtliche Darstellung des verfügbaren Medienvolumens sowie genaue ml-Anzeige.

### Verbrauchsmaterial



#### Leichteres Aufrüsten

##### Neuer Pumpenschlauch XD 8151

Vereinfachtes Aufrüstverfahren durch weniger Einlegeschritte.  
Noch größere Patientensicherheit durch verbesserte Partikelfilterleistung.

Die länderspezifische Verfügbarkeit von Artikeln ist zu berücksichtigen.  
Ulrich Medical vertreibt dieses Produkt nicht in den Vereinigten Staaten.

dedicated to you.

**Ulrich**  
medical

[www.ulrichmedical.com](http://www.ulrichmedical.com)