


Spice up your workflow



CT motion™ SPICY

Licence



CDadapt™

Réduction automatique de la densité du produit de contraste (par ex. pour les examens cardiaques), pour des coûts réduits grâce à la diminution de consommation du produit de contraste
Gestion flexible des densités de produit de contraste grâce à la succession de bolus de NaCl et de produit de contraste

Licence



Données de performance élargies de l'interface SIR/PACS

Identification automatique de l'étiquette du produit par lecture du code-barres
Lecture du code-barres de l'étiquette de produit et transmission automatique des données au système PACS (code de lot, date d'expiration et code GTIN)

Transmission au système PACS et/ou DMS des paramètres relatifs au NaCl et au produit de contraste, indépendamment du fabricant
Par DICOM Secondary Capture ou DICOM Performed Imaging Agent Administration SR



Produit de contraste de 1 l

Compatibilité et maintien à température

Réserve de produit idéale pour un nombre élevé de patients traités
4 litres au total (2 flacons de 1 l de produit de contraste + 2 l de NaCl)



Performances accrues au niveau pression et débit


Pour les examens avec des débits élevés et des produits de contraste à forte viscosité
Pressions accrues, jusqu'à 22,4 bars, pour une amélioration des performances au niveau du débit



Affichage de la quantité restante

Affichage « feu de signalisation » facilement compréhensible et représentation claire du volume de produit disponible, avec affichage précis en ml

Éléments à usage unique



Initialisation facilitée

Nouvelle tubulure de pompe XD 8151

Procédure d'initialisation simplifiée avec un nombre réduit d'étapes pour l'équipement
Sécurité des patients encore accrue grâce à l'amélioration des performances du filtre à particules

Tenir compte de la disponibilité des articles en fonction du pays.
Ulrich Medical ne commercialise pas ce dispositif aux États-Unis.

dedicated to you.

Ulrich
medical

www.ulrichmedical.com