

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Softwareoptionen

ulrich medical® Kontrastmittelinjektoren für MRT und CT



Inhalt

	Seite
 Max 3™	MRT-Kontrastmittelinjektor und kontrastmittelverstärkte Mammographie 4
 Max 2M™	MRT-Kontrastmittelinjektor und kontrastmittelverstärkte Mammographie 6
 CT motion™ SPICY	CT-Kontrastmittelinjektor 8
 CT motion™	CT-Kontrastmittelinjektor 10
 XD 200x-Injektoren missouri™ mississippi™ ohio M™ ohio tandem™ tennessee™	CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren 12
	Übersicht Artikelnummern Zubehör, Verbrauchsmaterial und Softwareoptionen 15





Max 3™ MRT-Kontrastmittelinjektor und kontrastmittelverstärkte Mammographie



Zubehör	Artikelnummer	
Komfort-Paket bestehend aus	XD 10500	
– Abfalleimer	XD 10540	
– Tablett	XD 8018	
– Medienstange	XD 10550	
Tropfbecher Verpackungseinheit (VPE) 5 St.	XD 10740	
Adapterring für kleine Flaschen VPE 100 St. Für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einem Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I	XD 10741	
Tabletthalter mit Befestigungsmaterial Enthält folgende Teile pro VPE:	SP002057-ET	
– 2x Tabletthalter		
– 2x Distanzhülse		
– 4x Zylinderschraube TX20 ISO 14579-M4x8-A4		
Haltearmpaar	SP002887-ET	
Flaschenhalter Multiuse	SP001612-ET	
Messzylinder 100 ml, Kunststoff	XD2000E-353-257	
Netzleitungsverlängerung 5,0 m	XD 2068-00	
Netzanschlusskabel		
– Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	XD 2068-01	
– Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	

Max 3™ MRT-Kontrastmittelinjektor und kontrastmittelverstärkte Mammographie



Verbrauchsmaterial	Artikelnummer	
Easy-Click-Kassette Max 3™ 24 h, VPE 40 St.		
– Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	XD 10710	
– Mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	XD 10711	
Easy-Click-Kassette Max 3™ – flex 24 h, VPE 40 St.	XD 10716	
– Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl), VPE 30 St.	XD 10704	
– Spike für MRT (KM) – Halter l Mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm, VPE 30 St.	XD 10705	
– Spike für MRT (KM) – Halter s Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm, VPE 30 St.	XD 10706	
Patientenschlauch VPE 100 St.		
– 250 cm mit RFID	XD 10701	
– 320 cm mit RFID	XD 10702	
– 250 cm ohne RFID	XD 10751	
– 320 cm ohne RFID	XD 10752	
Patientenschlauchsystem Für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen VPE 50 St. Bestehend aus	XD 10707	
– Patientenschlauchverbinder (XD 10703)		
– Patientenschlauch 320 cm (XD 2045)		



Softwareoptionen	Artikelnummer	
Software Paket Max 3™	XD 10600	Bestehend aus Gleicher Patient, CM-Select und Venen-Check
Gleicher Patient	XD 10630	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
CM-Select	XD 10640	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels (zwei unterschiedliche Kontrastmittel stehen gleichzeitig zur Verfügung) Möglichkeit zum Wechsel des Kontrastmitteltyps auf den Medienslots mittels NaCl-Spülung (kein Wechsel der Easy-Click-Kassette notwendig)*
Venen-Check	XD 10650	Prüfung der korrekten Kanülenlage im Patienten





* siehe Gebrauchsanweisung Max 3™

Max 2M™ MRT-Kontrastmittelinjektor und kontrastmittelverstärkte Mammographie



Zubehör	Artikelnummer	
Komfort-Paket bestehend aus	XD 10500	
– Abfalleimer	XD 10540	
– Tablett	XD 8018	
– Medienstange	XD 10550	
Tropfbecher Verpackungseinheit (VPE) 5 St.	XD 10740	
Adapterring für kleine Flaschen VPE 100 St. Für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einem Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I	XD 10741	
Tabletthalter mit Befestigungsmaterial Enthält folgende Teile pro VPE:	SP002057-ET	
– 2x Tablethalter		
– 2x Distanzhülse		
– 4x Zylinderschraube TX20 ISO 14579-M4x8-A4		
Haltearmpaar	SP002887-ET	
Flaschenhalter Multiuse	SP001612-ET	
Messzylinder 100 ml, Kunststoff	XD2000E-353-257	
Netzleitungsverlängerung 5,0 m	XD 2068-00	
Netzanschlusskabel		
– Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	XD 2068-01	
– Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	

Max 2M™ MRT-Kontrastmittelinjektor und kontrastmittelverstärkte Mammographie




Verbrauchsmaterial	Artikelnummer	
Easy-Click-Kassette Max 2M™ 24 h, VPE 40 St.		
– Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	XD 10712	
– Mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	XD 10713	
Easy-Click-Kassette Max 2M™ – flex 24 h, VPE 40 St.	XD 10717	
– Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl), VPE 30 St.	XD 10704	
– Spike für MRT (KM) – Halter l Mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm, VPE 30 St.	XD 10705	
– Spike für MRT (KM) – Halter s Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm, VPE 30 St.	XD 10706	
Patientenschlauch VPE 100 St.		
– 250 cm mit RFID	XD 10701	
– 320 cm mit RFID	XD 10702	
– 250 cm ohne RFID	XD 10751	
– 320 cm ohne RFID	XD 10752	
Patientenschlauchsystem Für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen VPE 50 St. Bestehend aus	XD 10707	
– Patientenschlauchverbinder (XD 10703)		
– Patientenschlauch 320 cm (XD 2045)		





Softwareoptionen	Artikelnummer	
Software Paket Max 2M™	XD 10610	Bestehend aus Gleicher Patient und Venen-Check
Gleicher Patient	XD 10630	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
Venen-Check	XD 10650	Prüfung der korrekten Kanülenlage im Patienten

CT motion™ SPICY CT-Kontrastmittelinjektor



Zubehör	Artikelnummer	
Abfalleimer	XD 8043	
Tropfbecher VPE 5 St.	XD 10740	
NaCl-Stange	XD 8163	
Ablagetablett	XD 8021	
Schlaucheinlegehilfe	XD 8090	
Flaschenhalter	SP000298-ET	
Haltearmpaar für Flaschenhalter	SP000304-ET	
Spikehalter	SP000299-ET	
Netzleitungsverlängerung 5,0 m	XD 2068-00	
Netzanschlusskabel		
– Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	XD 2068-01	
– Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Netzanschlusskabel NBRI4136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	
EKG Erdungskabel	XD 8023	

CT motion™ SPICY CT-Kontrastmittelinjektor

Verbrauchsmaterial	Artikelnummer	
Pumpenschlauch 24 h, VPE 80 St.	XD 8151	
Patientenschlauch VPE 100 St.		
– 150 cm	XD 2035	
– 250 cm	XD 2040	
– 320 cm	XD 2045	










Softwareoptionen	Artikelnummer	
Gleicher Patient	XD 8009	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
KM-Ersatz	XD 8010	Manueller Wechsel von Kontrastmittel auf NaCl während der Injektion
Tandem	XD 8011	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels (zwei unterschiedliche Kontrastmittel stehen gleichzeitig zur Verfügung) Möglichkeit zum Wechsel des Kontrastmitteltyps auf den Medienslots mittels NaCl-Spülung (kein Wechsel des Pumpenschlauch notwendig)**
Startverzögerung	XD 8012	Injektion startet nach einer vorab festgelegten Verzögerungszeit
Stoppuhr	XD 8013	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
Abgelaufene Zeit	XD 8014	Anzeige der abgelaufenen Zeit seit Injektionsende
SYNCopen	XD 8016	CANopen-Verbindung (CAN Class 1,3 und 4) Schnittstelle zwischen Kontrastmittelinjektor und CT Scanner auf Basis der internationalen CiA-Standards
Ulrich medical RIS/PACS Interface	XD 8158	Schnittstelle zur einfachen und umfassenden Integration des CT motion in RIS/PACS-Systeme unter Verwendung des DICOM-Standards
CDadapt	XD 8193	Automatische Verringerung der Kontrastmitteldichte
Barcode Reader	XD 8194	Automatische Medienlabelerkennung via Barcode Reading



** siehe Gebrauchsanweisung CT motion™

CT motion™ CT-Kontrastmittelinjektor



Zubehör	Artikelnummer	
Abfalleimer	XD 8018	
Tropfbecher VPE 5 St.	XD 10740	
NaCl-Stange	XD 8163	
Ablagetablett	XD 8021	
Schlaucheinlegehilfe	XD 8090	
Schutzkappe Halterung Partikelfilter	XD 8118	
Flaschenhalter	SP000298-ET	
Haltearmpaar für Flaschenhalter	SP000304-ET	
Spikehalter	SP000299-ET	
Netzleitungsverlängerung 5,0 m	XD 2068-00	
Netzanschlusskabel		
– Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	XD 2068-01	
– Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	
EKG Erdungskabel	XD 8023	

CT motion™ CT-Kontrastmittelinjektor

Verbrauchsmaterial	Artikelnummer	
Pumpenschlauch 24 h, VPE 80 St.	XD 8151	
Patientenschlauch VPE 100 St.		
– 150 cm	XD 2035	
– 250 cm	XD 2040	
– 320 cm	XD 2045	



Softwareoptionen	Artikelnummer	
Gleicher Patient	XD 8009	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
KM-Ersatz	XD 8010	Manueller Wechsel von Kontrastmittel auf NaCl während der Injektion
Tandem	XD 8011	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels (zwei unterschiedliche Kontrastmittel stehen gleichzeitig zur Verfügung) Möglichkeit zum Wechsel des Kontrastmitteltyps auf den Medienslots mittels NaCl-Spülung (kein Wechsel des Pumpenschlauch notwendig)**
Startverzögerung	XD 8012	Injektion startet nach einer vorab festgelegten Verzögerungszeit
Stoppuhr	XD 8013	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
Abgelaufene Zeit	XD 8014	Anzeige der abgelaufenen Zeit seit Injektionsende
SYNCopen	XD 8016	CANopen-Verbindung (CAN Class 1, 3 und 4) Schnittstelle zwischen Kontrastmittelinjektor und CT Scanner auf Basis der internationalen CiA-Standards
ulrich medical RIS/PACS Interface	XD 8158	Schnittstelle zur einfachen und umfassenden Integration des CT motion in Ihr RIS/PACS-System unter Verwendung des DICOM-Standards

** siehe Gebrauchsanweisung CT motion™

XD 200x-Injektoren*** CT- / MRT-Kontrastmittelinjektoren




Zubehör	Artikelnummer	
Abfalleimer-Set Bestehend aus Abfalleimer und Abfalleimerhalterung	XD 2302-SET	
Ablage-Set Bestehend aus Ablageblett und Tablethalter	XD 2303-SET	
NaCl-Stangen-Set für NaCl-Beutel	XD 2315-SET	
Riverside II Warmhaltung für Kontrastmittel 50-200 ml	XD 2322	
Ladestation inklusive STECA-Ladegerät Nur Bleiakku (Nur für mississippi und ohio M)	XD 2170-24/3 XD 2171-9AH	
Flaschenhalter KM 2 rechts	XD 2300	
Flaschenhalter KM 1 links	XD 2301	
Tropfbecher	XD 2304	
Schlüssel für Pumpenklappe Ermöglicht die Demontage der Pumpenklappe für eine erleichterte Reinigung der Rollenpumpe	XD 2305	

XD 200x-Injektoren*** CT- / MRT-Kontrastmittelinjektoren

Zubehör	Artikelnummer	
Flaschenhalter NaCl schwenkbar	XD 2314	
Standard Führungsrohre		
– 20 ml, für Flaschen bis Ø 33 mm	XD 2200-1	
– 20 ml, für Flaschen bis Ø 31 mm	XD 2207	
– 10 ml, für Flaschen bis Ø 25 mm	XD 2208	
– 1000 ml, für Flaschen bis Ø 97 mm	XD 2217	
Spezial Führungsrohre		
– 50 ml, Bracco ProHance, Kappverschluss Ø 21 mm, für Flaschen bis Ø 44 mm	XD 2205	
– 20 ml, DOTAREM, für Flaschen bis Ø 36 mm	XD 2206	
– 50 ml, MULTIHANCE, DIN für MRT, für Flaschen bis Ø 50 mm	XD 2209	
DIN Führungsrohre		
– 100 ml, DIN für Flaschen bis Ø 50 mm	XD 553025501	
– 150/250 ml, DIN für Flaschen bis Ø 67 mm	XD 553025565	
– 500 ml, DIN für Flaschen bis Ø 79 mm	XD 2267	
EURO Führungsrohre		
– 150/250 ml, EURO für Flaschen bis Ø 69 mm	XD 553025503	
– 500 ml, EURO für Flaschen bis Ø 87 mm	XD 2268	
– 125 ml, EURO für Flaschen bis Ø 55 mm	XD 553025569	
Netzleitungsverlängerung 5,0 m	XD 2068-00	
Netzanschlusskabel (Nur für XD 2001, XD 2002 und XD 2003)		
– Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	XD 2068-01	
– Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02	
– Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03	
– Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04	
– Netzanschlusskabel SANSI64 RSA 1,5 m	XD 2068-05	
– Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06	
– Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	XD 2068-07	
– Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08	
– Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09	



XD 200x-Injektoren*** CT- / MRT-Kontrastmittelinjektoren



Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Pumpenschlauch
24 h, VPE 80 St.

XD 2020



Patientenschlauch
VPE 100 St.

- 150 cm
- 250 cm
- 320 cm

XD 2035
XD 2040
XD 2045



XD 200x-Injektoren*** CT- / MRT-Kontrastmittelinjektoren

Softwareoptionen	Artikelnummer	
Testbolus	XDTESTBOLE	Injektion eines Kontrastmittel-Testbolus zur Ermittlung der Kreislaufzeit des Patienten
Gleicher Patient	XDSAMEPATIEN	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
Letzter Patient	XDLASTPATIEN	Automatische Befüllung des Schlauchsystems mit NaCl
Stoppuhr	XDSTOPWATCH	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
Tandem	XDTANDEM	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels (nur mississippi und missouri)



Übersicht Artikelnummern

Zubehör		VPE
ulricheasyINJECT Max 3™ und Max 2M™		
XD 10500	Komfort-Paket, bestehend aus	1 St.
XD 10540	- Abfalleimer	
XD 8018	- Tablett	
XD 10550	- Medienstange	
XD 10740	Tropfbecher	5 St.
XD 10741	Adapterring für kleine Flaschen, für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einem Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I	100 St.
XD2000E-353-257	Messzylinder 100 ml, Kunststoff	1 St
XD 2068-00	Netzleitungsverlängerung, 5,0 m	1 St.
XD 2068-01	Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	1 St.
XD 2068-02	Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	1 St.
XD 2068-03	Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	1 St.
XD 2068-04	Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	1 St.
XD 2068-05	Netzanschlusskabel SANSI64 RSA 1,5 m	1 St.
XD 2068-06	Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	1 St.
XD 2068-07	Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	1 St.
XD 2068-08	Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 St.
XD 2068-09	Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	1 St.
SP001612-ET	Flaschenhalter Multiuse	1 St.
SP002057-ET	Tabletthalter mit Befestigungsmaterial	1 St.
SP002887-ET	Haltearmpaar	1 St.
ulrichINJECT CT motion™ und CT motion™ SPICY		
XD 2068-00	Netzleitungsverlängerung, 5,0 m	1 St.
XD 2068-01	Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	1 St.
XD 2068-02	Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	1 St.
XD 2068-03	Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	1 St.
XD 2068-04	Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	1 St.
XD 2068-05	Netzanschlusskabel SANSI64 RSA 1,5 m	1 St.
XD 2068-06	Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	1 St.
XD 2068-07	Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	1 St.
XD 2068-08	Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 St.
XD 2068-09	Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	1 St.
XD 8018	Abfalleimer (CT motion™)	1 St.
XD 8043	Abfalleimer (CT motion™ SPICY)	1 St.
XD 8021	Ablagetablett	1 St.
XD 8118	Schutzkappe Halterung Partikelfilter (nur für CT motion™)	1 St.
XD 8090	Schlaucheinlegehilfe	1 St.
XD 8163	NaCl-Stange	1 St.
XD 10740	Tropfbecher	5 St.
SP000298-ET	Flaschenhalter	1 St.
SP000304-ET	Haltearmpaar für Flaschenhalter	1 St
SP000299-ET	Spikehalter	1 St
XD 8023	EKG Erdungskabel	1 St

Übersicht Artikelnummern

Zubehör	VPE	
XD 200x-Injektoren***		
XD 2170-24/3	Ladestation inklusive STECA-Ladegerät	1 St.
XD 2171-9AH	Bleiakkau	1 St.
XD 2200-1	Standard Führungsrohr, 20 ml, mit Arretierung	1 St.
XD 2205	Spezial Führungsrohr, 50 ml, Bracco ProHance, Kappverschluss Ø 21 mm, für Flaschen bis Ø 44 mm	1 St.
XD 2206	Spezial Führungsrohr, 20 ml, DOTAREM, mit Arretierung, für Flaschen bis Ø 36 mm	1 St.
XD 2207	Standard Führungsrohr, 20 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 31 mm	1 St.
XD 2208	Standard Führungsrohr, 10 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 25 mm	1 St.
XD 2209	Spezial Führungsrohr, 50 ml, MULTIHANCE, DIN für MRT, für Flaschen bis Ø 50 mm	1 St.
XD 2217	Standard Führungsrohr, 1000 ml, für Flaschen bis Ø 97 mm	1 St.
XD 2267	DIN Führungsrohr, 500 ml, DIN für Flaschen bis Ø 79 mm	1 St.
XD 2268	EURO Führungsrohr, 500 ml, EURO für Flaschen bis Ø 87 mm	1 St.
XD 2300	Flaschenhalter, Kontrastmittel 2 rechts	1 St.
XD 2301	Flaschenhalter, Kontrastmittel 1 links	1 St.
XD 2302-SET	Abfalleimer-Set, bestehend aus Abfalleimer und Abfalleimerhalterung	1 St.
XD 2303-SET	Ablage-Set, bestehend aus Ablagetablett und Tablethalter	1 St.
XD 2304	Tropfbecher	1 St.
XD 2305	Schlüssel für Pumpenklappe	1 St.
XD 2314	Flaschenhalter NaCl, schwenkbar	1 St.
XD 2315-Set	NaCl-Stangen-Set für NaCl-Beutel	1 St.
XD 2322	Riverside II	1 St.
XD 2068-00	Netzleitungsverlängerung, 5,0 m	1 St.
XD 2068-01	Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	1 St.
XD 2068-02	Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	1 St.
XD 2068-03	Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	1 St.
XD 2068-04	Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	1 St.
XD 2068-05	Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	1 St.
XD 2068-06	Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	1 St.
XD 2068-07	Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	1 St.
XD 2068-08	Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 St.
XD 2068-09	Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	1 St.
XD 553025501	DIN Führungsrohr, 100 ml, DIN für Flaschen bis Ø 50 mm	1 St.
XD 553025503	EURO Führungsrohr, 150/250 ml, EURO für Flaschen bis Ø 69 mm	1 St.
XD 553025565	DIN Führungsrohr, 150/250 ml, DIN für Flaschen bis Ø 67 mm	1 St.
XD 55025569	EURO Führungsrohr, 125 ml, EURO für Flaschen bis Ø 55 mm	1 St.

Übersicht Artikelnummern

Verbrauchsmaterial		VPE
ulricheasyINJECT Max 3™		
XD 10710	Easy-Click-Kassette Max 3™, 24 h, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	40 St.
XD 10711	Easy-Click-Kassette Max 3™, 24 h, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	40 St.
XD 10716	Easy-Click-Kassette Max 3™ – flex, 24 h	40 St.
XD 10704	Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl)	30 St.
XD 10705	Spike für MRT (KM) – Halter l, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	30 St.
XD 10706	Spike für MRT (KM) – Halter s, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	30 St.
XD 10701	Patientenschlauch mit RFID, 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10702	Patientenschlauch mit RFID, 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10751	Patientenschlauch ohne RFID, 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10752	Patientenschlauch ohne RFID, 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10707	Patientenschlauchsystem, bestehend aus Patientenschlauchverbinder (XD 10703) und Patientenschlauch 320 cm (XD 2045) für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen	50 St.
ulricheasyINJECT Max 2™		
XD 10712	Easy-Click-Kassette Max 2™, 24 h, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	40 St.
XD 10713	Easy-Click-Kassette Max 2™, 24 h, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	40 St.
XD 10717	Easy-Click-Kassette Max 2™ – flex, 24 h	40 St.
XD 10704	Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl)	30 St.
XD 10705	Spike für MRT (KM) – Halter l, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	30 St.
XD 10706	Spike für MRT (KM) – Halter s, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	30 St.
XD 10701	Patientenschlauch mit RFID, 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10702	Patientenschlauch mit RFID, 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10751	Patientenschlauch ohne RFID, 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10752	Patientenschlauch ohne RFID, 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10707	Patientenschlauchsystem, bestehend aus Patientenschlauchverbinder (XD 10703) und Patientenschlauch 320 cm (XD 2045) für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen	50 St.
ulrichINJECT CT motion™ und CT motion™ SPICY		
XD 8151	Pumpenschlauch, 24 h	80 St.
XD 2035	Patientenschlauch 150 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2040	Patientenschlauch 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2045	Patientenschlauch 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 200x-Injektoren***		
XD 2020	Pumpenschlauch, 24 h	80 St.
XD 2035	Patientenschlauch 150 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2040	Patientenschlauch 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2045	Patientenschlauch 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.

Übersicht Artikelnummern

Softwareoptionen

ulricheasyINJECT Max 3™

XD 10600	Softwarepaket Max 3™, bestehend aus CM-Select, Gleicher Patient und Venen-Check
XD 10630	Gleicher Patient
XD 10640	CM-Select
XD 10650	Venen-Check

ulricheasyINJECT Max 2M™

XD 10610	Softwarepaket Max 2M™, bestehend aus Gleicher Patient und Venen-Check
XD 10630	Gleicher Patient
XD 10650	Venen-Check

ulrichINJECT CT motion™ und CT motion™ SPICY

XD 8009	Gleicher Patient
XD 8010	KM-Ersatz
XD 8011	Tandem
XD 8012	Startverzögerung
XD 8013	Stoppuhr
XD 8014	Abgelaufene Zeit
XD 8016	SYNCopen – CANopen Class 1, 3 und 4
XD 8158	ulrich medical RIS/PACS Interface
XD 8193	CDadapt (nur für CT motion™ SPICY)
XD 8194	Barcode Reader (nur für CT motion™ SPICY)

XD 200x-Injektoren***

XDLASTPATIEN	Letzter Patient
XDSAMEPATIEN	Gleicher Patient
XDSTOPWATCH	Stoppuhr
XDTANDEM	Tandem (nur mississippi und missouri)
XDTESTBOLE	Testbolus



Bestellungen bitte an:
injectors@ulrichmedical.com
Telefon +49 731 9654-0
Fax +49 731 9654-199



Ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Germany
T+49 731 9654-0
injectors@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

Ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, France
T +33 5 34 50 91 02
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr

Ulrich medical España S.L.
Calle Arboleda 14, Núm. ARO38
28031 Madrid, España
T +34 910 194870
info@ulrichmedical.es
www.ulrichmedical.es