

# obelisc™

vertebral body replacement





**Ulrich**  
medical

*dedicated to you.*


# Système

- Vertèbre artificielle extensible pour le rachis thoracique et lombaire ventral
- Extensible en continu pour une adaptation individuelle à l'anatomie
- Embouts ronds, ovales et rectangulaires pour une adaptation flexible au patient
- Un seul instrument pour l'implantation, la distraction et la fixation
- Utilisation possible en mini-invasif
- Tous les implants disponibles également à l'état stérile




Différentes formes et tailles d'embouts

∠ 0° | 5° | 10° | 15° | 20°



Différents embouts angulaires





Pièce centrale avec embouts fixes ou variables



## Avantages

- Réglage en continu de la hauteur de l'implant sur site
- Grand nombre de configurations possibles précises
- Toutes les voies d'abord chirurgicales sont possibles



# Composants

Implants	Hauteur	Angle	Réf.
Vis de blocage obelisc			CS 2901
Pièce centrale obelisc, Ø 20 mm	17 à 23 mm		CS 2920-17
	20 à 28 mm		CS 2920-20
	23 à 31 mm		CS 2920-23
	27 à 38 mm		CS 2920-27
	32 à 47 mm		CS 2920-32
	40 à 62 mm		CS 2920-40
	53 à 87 mm		CS 2920-53
	76 à 132 mm		CS 2920-76
Embout obelisc, gris, Ø 20 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2925-00/-05/-10/-15
Embout obelisc, bleu clair, Ø 24 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2926-00/-05/-10/-15
Embout obelisc, jaune, Ø 26 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2927-00/-05/-10/-15
Embout obelisc, vert, Ø 29 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2928-00/-05/-10/-15
Embout obelisc, bleu, Ø 32 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2929-00/-05/-10/-15
Embout obelisc, ovale, bronze, 32 x 26 mm		0°/5°/10°/15°/20°	CS 2930-00/-05/-10/-15/-20
<b>Implants en option</b>		<b>Angle</b>	<b>Réf.</b>
Embout latéral obelisc, jaune, longueur 35 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2914-00/-05/-10/-15
Embout latéral obelisc, vert, longueur 45 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2915-00/-05/-10/-15
Embout latéral obelisc, bleu, longueur 55 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2916-00/-05/-10/-15

## Informations sur les implants en emballage stérile

Pour commander des implants en emballage stérile, ajouter un « S » à la fin de la référence catalogue (exemple : CS 2920-17-S).



**ulrich GmbH & Co. KG**  
 Buchbrunnenweg 12  
 89081 Ulm, Allemagne  
 T +49 731 9654-0  
 spine@ulrichmedical.com  
 www.ulrichmedical.com

**ulrich medical France SAS**  
 10, Allée Aristide Maillol  
 31770 Colomiers, France  
 T +33 5 34 50 91 02  
 info@ulrichmedical.fr  
 www.ulrichmedical.fr