

obeliscTM

vertebral body replacement



Ulrich
medical

dedicated to you.

System

- Distrahierbarer Wirbelkörperersatz für die ventrale thorakale und lumbale Wirbelsäule
- Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung
- Runde, ovale und rechteckige Ansätze für eine flexible Anpassung an den Patienten
- Nur ein Instrument für Implantation, Distraktion und Sicherung
- Minimal-invasiv einsetzbar
- Alle Implantate auch steril verpackt verfügbar




Verschiedene Ansatzformen und -größen

∠ 0° | 5° | 10° | 15° | 20°



Verschiedene gewinkelte Ansätze




Zentralelement mit fixen bzw. variablen Ansätzen



Vorteile

- Stufenlose Höheneinstellung des Implantats in situ
- Vielzahl präziser Konfigurationsmöglichkeiten
- Alle operativen Zugänge möglich



Komponenten

Implantate	Höhe	Winkel	Art.-Nr.
obelisc Fixierschraube			CS 2901
obelisc Zentralelement, Ø 20 mm	17 – 23 mm		CS 2920-17
	20 – 28 mm		CS 2920-20
	23 – 31 mm		CS 2920-23
	27 – 38 mm		CS 2920-27
	32 – 47 mm		CS 2920-32
	40 – 62 mm		CS 2920-40
	53 – 87 mm		CS 2920-53
	76 – 132 mm		CS 2920-76
obelisc Ansatz, grau, Ø 20 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2925-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, hellblau, Ø 24 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2926-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, gelb, Ø 26 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2927-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, grün, Ø 29 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2928-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, blau, Ø 32 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2929-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, oval, bronze, 32 x 26 mm		0°/5°/10°/15°/20°	CS 2930-00/-05/-10/-15/-20
Optionale Implantate		Winkel	Art.-Nr.
obelisc Ansatz lateral, gelb, Länge 35 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2914-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz lateral, grün, Länge 45 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2915-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz lateral, blau, Länge 55 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2916-00/-05/-10/-15

Information zu steril verpackten Implantaten

Um steril verpackte Implantate zu bestellen, die Artikelnummer am Ende mit „-S“ ergänzen (Beispiel: CS 2920-17-S).



ulrich GmbH & Co. KG
 Buchbrunnenweg 12
 89081 Ulm, Germany
 T +49 731 9654-0
 spine@ulrichmedical.com
 www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
 10, Allée Aristide Maillol
 31770 Colomiers, France
 T +33 5 34 50 91 02
 info@ulrichmedical.fr
 www.ulrichmedical.fr