

ADD™


anterior distraction device



Ulrich
medical

System

- Distrahierbarer Wirbelkörperersatz für die ventrale zervikale und zervikothorakale Wirbelsäule
- Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung
- Großes Befüllvolumen für Knochen-/Knochenersatzmaterial
- Übersichtliches Instrumentarium und einfache Handhabung





Vorteile

- Große Produktvariabilität für individuelle, anatomische Anpassung
- Stufenloses Distrahieren und Komprimieren in situ
- Großes Befüllvolumen



Komponenten

Implantate	Art.-Nr.
ADD, Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 10 – 13 mm	CS 2250-12-10
ADD, Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 12 – 17 mm	CS 2250-12-12
ADD, Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 16 – 25 mm	CS 2250-12-16
ADD, Ø 12 mm, Winkel 6°, Höhe 16 – 25 mm	CS 2250-12-166
ADD, Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 24 – 40 mm	CS 2250-12-24
ADD, Ø 12 mm, Winkel 6°, Höhe 24 – 40 mm	CS 2250-12-246
ADD, Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 39 – 65 mm	CS 2250-12-39
ADD, Ø 12 mm, Winkel 6°, Höhe 39 – 65 mm	CS 2250-12-396
ADD, Ø 14 mm, Winkel 0°, Höhe 10 – 13 mm	CS 2250-14-10
ADD, Ø 14 mm, Winkel 0°, Höhe 12 – 17 mm	CS 2250-14-12
ADD, Ø 14 mm, Winkel 0°, Höhe 16 – 25 mm	CS 2250-14-16
ADD, Ø 14 mm, Winkel 6°, Höhe 16 – 25 mm	CS 2250-14-166
ADD, Ø 14 mm, Winkel 0°, Höhe 24 – 40 mm	CS 2250-14-24
ADD, Ø 14 mm, Winkel 6°, Höhe 24 – 40 mm	CS 2250-14-246
ADD, Ø 14 mm, Winkel 0°, Höhe 39 – 65 mm	CS 2250-14-39
ADD, Ø 14 mm, Winkel 6°, Höhe 39 – 65 mm	CS 2250-14-396
ADD, Ø 16 mm, Winkel 0°, Höhe 10 – 13 mm	CS 2250-16-10
ADD, Ø 16 mm, Winkel 0°, Höhe 12 – 17 mm	CS 2250-16-12
ADD, Ø 16 mm, Winkel 0°, Höhe 16 – 25 mm	CS 2250-16-16
ADD, Ø 16 mm, Winkel 6°, Höhe 16 – 25 mm	CS 2250-16-166
ADD, Ø 16 mm, Winkel 0°, Höhe 24 – 40 mm	CS 2250-16-24
ADD, Ø 16 mm, Winkel 6°, Höhe 24 – 40 mm	CS 2250-16-246
ADD, Ø 16 mm, Winkel 0°, Höhe 39 – 65 mm	CS 2250-16-39
Fixierschraube	CS 2259

Over a Century
of Innovation



ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm
 Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705/2805
 spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com