ADDplus™

anterior distraction device plus





System

- Distrahierbarer Wirbelkörperersatz mit festen Platten für die ventrale zervikale und zervikothorakale Wirbelsäule
- Ansteigende Winkelungen mit zunehmender Implantatgröße (0° - 18°)
- Wahlweise Spongiosa- oder Spreizschrauben
- Großes Befüllvolumen für Knochen-/Knochenersatzmaterial









Vorteile

- Wirbelkörperersatz und Platte in einem SystemOptimierte Implantatverankerung durch spreizbare Schraube
- Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung
 ■ Großes Befüllvolumen



Komponenten

Implantate	ArtNr.
ADD <i>plus</i> , Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 13 – 18 mm	CS 2253-12-13
ADD <i>plus</i> , Ø 12 mm, Winkel 6°, Höhe 17 – 26 mm	CS 2253-12-17
ADD <i>plus</i> , Ø 12 mm, Winkel 12°, Höhe 25 – 41 mm	CS 2253-12-25
ADD <i>plus</i> , Ø 12 mm, Winkel 18°, Höhe 40 – 65 mm	CS 2253-12-40
osmium Schraube inkl. Stift, gold, Ø 5,0 mm, Länge 14 mm	CS 1300-14T
osmium Schraube inkl. Stift, grün, Ø 5,0 mm, Länge 16 mm	CS 1300-16T
osmium Schraube inkl. Stift, blau, Ø 5,0 mm, Länge 18 mm	CS 1300-18T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 12 – 26 mm (2 mm Schritte)	CS 1301-12T – CS 1301-26T
Fixierschraube	CS 2259

Optional

osmium Schraube inkl. Stift, grau, Ø 4,0 mm, Länge 12 mm	CS 1303-12
osmium Schraube inkl. Stift, gold, Ø 4,0 mm, Länge 14 mm	CS 1303-14
osmium Schraube inkl. Stift, grün, Ø 4,0 mm, Länge 16 mm	CS 1303-16
osmium Schraube inkl. Stift, blau, Ø 4,0 mm, Länge 18 mm	CS 1303-18

Over a Century of Innovation

