

**cerv-X™**



cervical cage



**Ulrich**  
medical

# Système

- Cage pour fusion intersomatique du rachis cervical
- Matériau PEEK Optima® LT1 radiotransparent
- Deux formes différentes permettent un ajustement aux plaques d'extrémité



Plateau clair et implants en emballage stérile



## Avantages

- Manipulation simple et mise en place facile
- Marqueur à rayons X en tantale pour le contrôle de position
- Implants en emballage stérile

cerv-X



cerv-X™

# Composants

Implants	Réf.
cerv-X, hauteur 5 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm, angle 5°	CS 8200-05
cerv-X, hauteur 6 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm, angle 5°	CS 8200-06
cerv-X, hauteur 7 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm, angle 5°	CS 8200-07
cerv-X, hauteur 8 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm, angle 5°	CS 8200-08
cerv-X, hauteur 9 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm, angle 5°	CS 8200-09
cerv-X, hauteur 10 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm, angle 5°	CS 8200-10
cerv-X, convexe, hauteur 4 mm, largeur 12 mm, longueur 12 mm	CS 8201-04
cerv-X, convexe, hauteur 5 mm, largeur 12 mm, longueur 12 mm	CS 8201-05
cerv-X, convexe, hauteur 6 mm, largeur 12 mm, longueur 12 mm	CS 8201-06
cerv-X, convexe, hauteur 7 mm, largeur 13 mm, longueur 12 mm	CS 8201-07
cerv-X, convexe, hauteur 8 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm	CS 8201-08
cerv-X, convexe, hauteur 9 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm	CS 8201-09
cerv-X, convexe, hauteur 10 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm	CS 8201-10
cerv-X, hauteur 5 mm, largeur 15 mm, longueur 14 mm, angle 5°	CS 8202-05
cerv-X, hauteur 6 mm, largeur 15 mm, longueur 14 mm, angle 5°	CS 8202-06
cerv-X, hauteur 7 mm, largeur 15 mm, longueur 14 mm, angle 5°	CS 8202-07
cerv-X, hauteur 8 mm, largeur 15 mm, longueur 14 mm, angle 5°	CS 8202-08
cerv-X, convexe, hauteur 4 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm	CS 8203-04
cerv-X, convexe, hauteur 5 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm	CS 8203-05
cerv-X, convexe, hauteur 6 mm, largeur 14 mm, longueur 12 mm	CS 8203-06
cerv-X, convexe, hauteur 7 mm, largeur 15 mm, longueur 12 mm	CS 8203-07
cerv-X, convexe, hauteur 8 mm, largeur 16 mm, longueur 12 mm	CS 8203-08

Over a Century  
of Innovation



Ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnweg 12 | 89081 Ulm | Allemagne  
Téléphone: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705  
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com