


# Origin™

anterior cervical plate





# System

- Vorgebogene Platten mit Verriegelungsmechanismus
- 15 verschiedene Plattenlängen von 22 mm bis 72 mm
- Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben
- 4 verschiedene Schraubenlängen in 2 Durchmessern



Alle Schrauben mit Farbkodierung



Möglichkeit der Schraubenwinkelung: 18° (kranial/kaudal) und 17° (medial/lateral)



## Vorteile

- Verriegelungsmechanismus in der Platte
- Intuitive Instrumentierung
- Langlöcher zur Schraubenverankerung bei mehrsegmentalen Operationen



Caspar-Distraktor als optionales Instrument

# Komponenten

Implantate	Art.-Nr.
Anteriore zervikale Platte 22 mm	PCEV-0022
Anteriore zervikale Platte 24 mm	PCEV-0024
Anteriore zervikale Platte 26 mm	PCEV-0026
Anteriore zervikale Platte 28 mm	PCEV-0028
Anteriore zervikale Platte 31 mm	PCEV-0031
Anteriore zervikale Platte 34 mm	PCEV-0034
Anteriore zervikale Platte 37 mm	PCEV-0037
Anteriore zervikale Platte 41 mm	PCEV-0041
Anteriore zervikale Platte 44 mm	PCEV-0044
Anteriore zervikale Platte 47 mm	PCEV-0047
Anteriore zervikale Platte 52 mm	PCEV-0052
Anteriore zervikale Platte 56 mm	PCEV-0056
Anteriore zervikale Platte 60 mm	PCEV-0060
Anteriore zervikale Platte 66 mm	PCEV-0066
Anteriore zervikale Platte 72 mm	PCEV-0072
Schraube Ø 4 x 13 mm	VPCE-0013
Schraube Ø 4 x 15 mm	VPCE-0015
Schraube Ø 4 x 17 mm	VPCE-0017
Schraube Ø 4 x 19 mm	VPCE-0019
Revisionschraube Ø 4,35 x 13 mm	VREV-0013
Revisionschraube Ø 4,35 x 15 mm	VREV-0015
Revisionschraube Ø 4,35 x 17 mm	VREV-0017



Orthopaedic & Spine Development (OSD)  
Chemin de Fontanille – Eden Village  
Technopôle Agroparc – BP11211  
84911 Avignon Cedex 9 – France  
info@osdevelopment.fr  
Telefon: +33 (0)4 32 74 01 10  
Fax: +33 (0)4 90 80 02 39  
www.osdevelopment.fr

**Over a Century  
of Innovation**



Vertrieben durch:  
**ulrich GmbH & Co. KG** | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm  
Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705  
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com